


Anti-Cflip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15519

Artikelnummer: CM0023326



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes cFLIP (CASP8 and FADD-like apoptosis regulator) für Western Blot, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	cFLIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Spezies	Mensch
GenID	8837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-240 von humanem cFLIP (NP_003870.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15519
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel