


Anti-Cfp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Artikelnummer: CM0027311



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Properdin (CFP), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Für die Erforschung des alternativen Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5199
Gen-ID	5199
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 190-469 von humanem CFP (NP_001138724.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27918
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche