

Anti-Cftr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13569

Artikelnummer: CM0026556



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CFTR, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt CFTR von Mensch, Maus und Ratte (~168 kDa). Ideal für die Ionencanal- und Mukoviszidose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CFTR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Spezies	Mensch
Gen-ID	1080
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 700-840 von menschlichem CFTR (NP_000483.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13569
Proteingewicht	168 kDa
Versand	Eisbeutel