

Anti-Cgas-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Artikelnummer: CM0030589



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes cGAS (cyclische GMP-AMP-Synthase; MB21D1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu angeborener Immunität und DNA-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	cGAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	115004
GenID	115004
Immunogen	synthetisches Peptid Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-522 von humanem cGAS entspricht (NP_612450.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N884
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel