

Anti-Cgb5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dn86

Artikelnummer: CM0029195



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CGB5, geeignet für WB und ELISA. Validiert für humane Proben, zielt auf die Beta-Untereinheit von hCG ab, die für Schwangerschaft und mütterliche Anpassung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGB5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGB; HCG; hCGB; CGB5
Spezies	Mensch
GenID	93659
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-165 von humanem CGB5 (NP_000728.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0DN86
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel