

Anti-Cggbp1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ufw8

Artikelnummer: CM0029616

Einführung

CGGBP1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem CGGBP1, einem DNA-bindenden Protein, das an CGG-Wiederholungen im FMR1-Promoter bindet. 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGGBP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8545
Gen-ID	8545
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-167 des menschlichen CGGBP1 (NP_003654.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UFW8
Proteinmasse	19kDa
Versand	Eisbeutel