

## Anti-Cgpr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10092

Artikelnummer: CM0022807

### Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für humanes Calcitonin-Gen-verknüpftes Peptid 2 (CGPR/CGRP2). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ermöglicht Forschung zu Vasodilatation, Neurobiologie und CGRP-Rezeptorsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CGPR Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | CALC2; CGRP2; CGRP-II                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID             | 797                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-120 des menschlichen CGPR (NP_000719.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                           |
| SWISS             | P10092                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 13 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |