

Anti-Cgrrf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99675

Artikelnummer: CM0019004



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CGRRF1 (CGR19/RNF197), validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Studien zur Zellwachstumsregulation und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGRRF1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CGR19; RNF197; CGRRF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10668
Gen-ID	10668
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-170 des humanen CGRRF1 (NP_006559.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99675
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel