

Anti-Chad Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15335

Artikelnummer: CM0018674



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane Chondroadherin (CHAD) Protein, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Nützlich zur Untersuchung der Knorpel-ECM-Biologie und der Adhäsionsmechanismen von Chondrozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHAD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLRR4A; CHAD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1101
GenID	1101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-359 von humanem CHAD (NP_001258.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15335
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel