


Anti-Chat Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P28329

Artikelnummer: CM0018231



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CHAT (Cholin-O-Acetyltransferase), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CHAT mit hoher Spezifität. Ideal für die neurowissenschaftliche und neuromuskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1103
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 331-630 des humanen CHAT entspricht (NP_065574.4))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28329
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku