


Anti-Chat Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28329

Artikelnummer: CM0002727



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliche Cholin-O-Acetyltransferase (ChAT). Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die cholinerge Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ChAT Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1103
GenID	1103
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28329
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel