


## Anti-Chat-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28329

Artikelnummer: CM0022648



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CHAT (Cholin-O-Acetyltransferase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ca. 83 kDa. Ideal für Untersuchungen zu cholinergen Synapsen und Neurotransmittern.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CHAT-Kaninchen-pAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT                                                                                    |
| Art               | Mensch                                                                                                                  |
| GeneID (Mensch)   | 1103                                                                                                                    |
| GeneID            | 1103                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen CHAT (NP_065574.4) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                     |
| SWISS             | P28329                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 83 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Icebag                                                                                                                  |