

Anti-Chchd3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nx63

Artikelnummer: CM0028786

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes CHCHD3 (MIC19/MINOS3). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Mitochondrienforschung und Studien zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHCHD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54927
Gen-ID	54927
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX63
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel