

Anti-Chchd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q9Nx63

Artikelnummer: CM0022857

Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CHCHD3 (Mic19), geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen MICOS-Komplex und zur Cristae-Morphologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CHCHD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
Spezies	Human
GeneID (Human)	54927
GeneID	54927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-227 von humanem CHCHD3 (NP_060282.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX63
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel