


Anti-Chchd4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Artikelnummer: CM0018901



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHCHD4/MIA40, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung des Imports in den mitochondrialen Intermembranraum und der redoxempfindlichen Proteinfaltung; kreuzreagiert mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHCHD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	131474
GenID	131474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von humanem CHCHD4 (NP_001091972.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8N4Q1
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel