


Anti-Chchd4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q8N4Q1

Artikelnummer: CM0012237



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CHCHD4 (MIA40), validiert für die Anwendungen WB, IHC, IF und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CHCHD4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MIA40; TIMM40
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	131474
Gen-ID	131474
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-105 des humanen CHCHD4 entspricht (NP_001091972.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N4Q1
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku