

Anti-Chchd6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Brq6

Artikelnummer: CM0017403

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CHCHD6 (Untereinheit MIC25 des MICOS-Komplexes), geeignet für WB und ELISA. Ziel ist ein mitochondriales Protein der inneren Membran, das für die Architektur der Crista-Verbindungen entscheidend ist. Kreuzreaktiv mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHCHD6-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84303
Gen-ID	84303
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-235 des humanen CHCHD6 (NP_115719.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BRQ6
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku