

Anti-Chchd7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Buk0

Artikelnummer: CM0023515



Einführung

Hochwertiger kaninchempolyklonaler Antikörper gegen humanes CHCHD7 (COX23). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Ideal für mitochondriale Forschung und Studien zu chromosomalen Umlagerungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHCHD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX23; CHCHD7
Spezies	Human
Gen-ID	79145
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-97 von humanem CHCHD7 (NP_077276.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUK0
Proteingewicht	10kDa
Versand	Kühltasche