


Anti-Chd1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14646

Artikelnummer: CM0005326



Einführung

Anti-CHD1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches CHD1 ab, einen ATP-abhängigen Chromatin-Remodeller, der an Transkription und Spleißen beteiligt ist. Ideal für epigenetische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CHD-1; PILBOS; CHD1
Spezies	Mensch
GenID	1105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1510-1710 von menschlichem CHD1 (NP_001261.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14646
Proteinmolekulargewicht	197 kDa
Versand	Eisbeutel