

Anti-Chd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 014647

Artikelnummer: CM0024747

Einführung

Validieren Sie die chromatinremodellierende Funktion von CHD2 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, geeignet für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Epigenetik- und Myogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EEOC; DEE94; CHD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1106
Gen-ID	1106
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-223 von menschlichem CHD2 (NP_001036037.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14647
Proteinmolekulargewicht	211 kDa
Versand	Eisbeutel