

Anti-Chd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 014647

Artikelnummer: CM0014021

Einführung

CHD2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA gegen humanes CHD2. Ideal für Studien zur Chromatin-Remodellierung, Myogenese und Transkriptionsregulation in menschlichen Zelllinien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EEOC, DEE94, CHD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1106
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1729-1828 von humanem CHD2 (NP_001262.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14647
Proteingewicht	211kDa
Versand	Eisbeutel