

Anti-Chd3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

Artikelnummer: CM0007931

Einführung

Anti-CHD3-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CHD3, einen 227-kDa-Chromatin-Remodellierer des NuRD-Komplexes, der an der Transkriptionsrepression beteiligt ist. Ideal für die Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; MI2-ALPHA; CHD3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1107
GeneID	1107
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12873
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Kühlakku