

Anti-Chd3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12873

Artikelnummer: CM0023413

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CHD3 (Mi-2alpha), validiert für WB und ELISA. Für die Forschung zu Chromatin-Remodellierung und dem NuRD-Komplex. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1107
GenID	1107
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1900-2000 des menschlichen CHD3 entspricht (NP_001005273.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12873
Proteinmasse	227 kDa
Versand	Eisbeutel