


Anti-Chd4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Artikelnummer: CM0007135



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches CHD4, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Das Ziel ist ein ATP-abhängiger Chromatin-Remodeller im NuRD-Komplex, der an der Transkriptionsregulation und DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Art	Mensch
Gen-ID	1108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1520-1700 von humanem CHD4 enthält. (NP_001264.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14839
Proteingewicht	218 kDa
Versand	Eisbeutel