


Anti-Chd4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14839

Artikelnummer: CM0016346



Einführung

Kaninchen-poliklonaler CHD4-Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Studien zu Chromatin-Remodellierung und DNA-Reparatur. Swiss-Prot: Q14839.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1108
GenID	1108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1520-1690 des menschlichen CHD4 (NP_001264.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14839
Proteinmasse	218 kDa
Versand	Eisbeutel