

Polyklonaler Anti-Chd9-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3L8U1

Artikelnummer: CM0018320

Einführung

CHD9-Kaninchen-pAb – validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines CHD9 (vorhergesagt 326 kDa), einen an der Transkriptionsregulation beteiligten Chromatin-Remodeller. Rekombinantes Immunogen (AS 85–190). Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHD9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80205
Gen-ID	80205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 85–190 des humanen CHD9 (NP_079410.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q3L8U1
Proteingewicht	326 kDa
Versand	Kühlakku