

Anti-Chdh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Artikelnummer: CM0019288

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CHDH (Cholin-Dehydrogenase, mitochondrial) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und erkennt menschliche, murine und rattige Spezies. Geeignet für die Untersuchung von Cholin-Stoffwechsel, mitochondrialer Autophagie und verwandten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHDH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55349
GenID	55349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 245-594 von menschlichem CHDH (NP_060867.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE62
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel