

Anti-Chemerin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Dd06

Artikelnummer: CM0030257

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-Chemerin (Rarres2), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Adipokin-, Entzündungs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chemerin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	0610007L05Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	5919
Gen-ID	71660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-162 von Maus-Chemerin (NP_082128.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9DD06
Protein-Gewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel