

Anti-Cherp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lwx8

Artikelnummer: CM0030596

Einführung

CHERP Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-CHERP-Protein. Ideal für Studien zur Kalziumhomöostase und endoplasmatischen Retikulum-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHERP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10523
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 650-750 des menschlichen CHERP (NP_006378.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWX8
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel