

Anti-Chga-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10645

Artikelnummer: CM0020780



Einführung

Kaninchen-polyklonaler CHGA-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem CHGA (51 kDa), einem Protein der Granin-Familie, das die Hormonsekretion und die angeborene Immunität reguliert. Geeignet für neuroendokrine und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHGA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1113
Gen-ID	1113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 230-380 von menschlichem CHGA (NP_001266.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10645
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel