

Anti-Chi3L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Artikelnummer: CM0030523



Einführung

CHI3L2 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf menschliches Chitinase-3-ähnliches Protein 2 (YKL-39), ein sekretiertes Lektin mit hoher Expression in Chondrozyten, ideal für Studien zur Knorpelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHI3L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1117
Gen-ID	1117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-390 von menschlichem CHI3L2 (NP_003991.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15782
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel