

Anti-Huhn IL12B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6X0K9

Artikelnummer: CM0023560

Einführung

Chicken IL12B Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt Huhn IL-12B (IL-12p40), eine 36 kDa sekretierte Zytokin-Untereinheit. Ideal für die aviäre Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Huhn IL12B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IL-12B; IL-12p40
Spezies	Gallus
Gen-ID	404671
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 21-315 von Huhn IL12B (NP_998736.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Gallus
SWISS	Q6X0K9
Proteinmasse	36kDa
Versand	Eisbeutel