


Anti-Chk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 014757

Artikelnummer: CM0022767



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Chk1 (Checkpoint-Kinase 1), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus-Checkpoints und DNA-Schadigungsantwort. Erkennt das humane Chk1-Protein, ~54 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chk1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Chk1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1111
GenID	1111
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 148-307 von Chk1 (NP_001265.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel