


Anti-Chk1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0009279



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-Chk1-Kaninchenantikörper für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Reagiert mit humanem Chk1, einer 54-kDa-Checkpoint-Kinase, die an der DNA-Schadensantwort und der Regulation des Zellzyklus beteiligt ist. Ideal für onkologische Studien und Untersuchungen zur genomischen Integrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chk1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; CHEK1; Chk1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Chk1 (O14757) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku