


Anti-Chk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0028010



Einführung

Kaninchen-Anti-Chk1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten Chk1 (54 kDa). Ideal für die Erforschung von Zellzyklus-Checkpoints und DNA-Schadensreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chk1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Chk1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 148-307 von Chk1 (NP_001265.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel