

Anti-Chk2 (Chk2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O96017

Artikelnummer: CM0003957



Einführung

Anti-Chk2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches Chk2 (O96017), eine DNA-Schadens-Kontrollpunkt-Kinase. Ideal für Forschung zu Zellzyklus, Krebs und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chk2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2
Spezies	Mensch
Gen-ID	11200
Immunogen	Synthetisches Peptid · Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Chk2 (O96017) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96017
Proteingewicht	15-38 kDa/50-65 kDa
Versand	Eisbeutel