

Anti-Chk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Artikelnummer: CM0016467



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Chk2 (CHEK2) Kinase, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Ideal zur Untersuchung der DNA-Schadensantwort, Zellzyklus-Kontrollpunkte und Apoptose-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Chk2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11200
Gen-ID	11200
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem Chk2 (NP_009125.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96017
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel