

Anti-Chm Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24386

Artikelnummer: CM0009168

Einführung

Anti-CHM Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt das humane Rab Escort Protein 1 (REP-1), das für die Prenylierung von Rab-Proteinen essenziell ist. Geeignet für die Analyse zytosolischer Proteine. - P24386

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1121
Gen-ID	1121
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen CHM entspricht (P24386)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24386
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel