

Anti-Chm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24386

Artikelnummer: CM0026931

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CHM (REP-1, Choroideremie-Protein) gerichtet ist. Rekombinantes Immunogen (aa 120-210). Validiert für Western Blot und ELISA. Unverzichtbar für die Forschung zur Rab-Geranylgeranylierung und zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1121
GenID	1121
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-210 von menschlichem CHM (NP_000381.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24386
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel