

Anti-Chml Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Artikelnummer: CM0024495

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CHML (REP2), Komponente A der Rab-Geranylgeranyltransferase, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Prenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHML Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	REP2; CHML
Spezies	Mensch
Humane GenID	1122
GenID	1122
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CHML entspricht (NP_001812.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P26374
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel