

## Anti-Chmp1A Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hd42

Artikelnummer: CM0016060



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen CHMP1A, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zum ESCRT-III-Komplex, multivesikuläre Körperbildung, Zytokinese und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CHMP1A Kaninchen pAb                                                                           |
| Bemerkungen/Aliae | PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 5119                                                                                           |
| GeneID            | 5119                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 1-196 von menschlichem CHMP1A (NP_002759.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                      |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                   |
| SWISS             | Q9HD42                                                                                         |
| Proteingewicht    | 22 kDa                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                      |