


Anti-Chmp1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Lbr1

Artikelnummer: CM0025625



Einführung

CHMP1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten CHMP1B, eine Schlüsselkomponente von ESCRT-III im endosomalen Sortieren und der Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHMP1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Vps46B; C10orf2; C18orf2; CHMP1.5; Vps46-2; C18-ORF2; hVps46-2; CHMP1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57132
Gen-ID	57132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-199 von humanem CHMP1B (NP_065145.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7LBR1
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel