


Polyklonaler Anti-Chmp2A-Antikörper Für Wb, Elisa - O43633

Artikelnummer: CM0015028



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHMP2A, eine Kernkomponente von ESCRT-III. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für Studien zur endosomalen Sortierung, Zytokinese und Virusknospung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHMP2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-222 des humanen CHMP2A (NP_055268.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43633
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku