

Anti-Chmp2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqn3

Artikelnummer: CM0014062



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHMP2B, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Das Zielprotein ist eine Kernkomponente von ESCRT-III und an der MVB-Sortierung und Membranspaltung beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHMP2B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25978
Gen-ID	25978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-213 des humanen CHMP2B (NP_054762.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UQN3
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku