

Anti-Chmp2B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

Artikelnummer: CM0003233



Einführung

CHMP2B Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für humane, murine und Rattus-Proben. Ziel ist das ESCRT-III-Komplexprotein, das am endosomalen Sortieren und Neurodegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHMP2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
Spezies	Human
GeneID (human)	25978
GeneID	25978
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 114-213 von humanem CHMP2B (Q9UQN3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQN3
Proteingewicht	24kDa
Versand	Kühltasche