

Anti-Chmp4B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H444

Artikelnummer: CM0027374



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CHMP4B (VPS32B), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für Studien zum ESCRT-III-Komplex bei der MVB-Bildung, Zytokinese und virologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CHMP4B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	128866
GenID	128866
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H444
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel