


Anti-Chmp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fz7

Artikelnummer: CM0029974



Einführung

CHMP6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt menschliches und murines CHMP6, eine ESCRT-III-Komponente, die an der endosomalen Sortierung und der Bildung von MVBs beteiligt ist. Ideal für Forschung zu Membrantransport und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHMP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VPS20; CHMP6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79643
Gen-ID	79643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 111-200 von menschlichem CHMP6 (NP_078867.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96FZ7
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel