

Anti-Chn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15882

Artikelnummer: CM0025682



Einführung

CHN1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Hergestellt gegen rekombinantes CHN1-Protein, ideal zur Untersuchung der neuronalen Entwicklung und Axonführung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
Spezies	Mensch
GenID	1123
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem CHN1 (NP_001813.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15882
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel