

Anti-Chodl Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9P2

Artikelnummer: CM0020876

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CHODL (Chondrolektin) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Isoformen von Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Neuritenauswuchs, Axonleitung und Entwicklung des Nervensystems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHODL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
Art	Mensch
GenID (Mensch)	140578
GenID	140578
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-210 des menschlichen CHODL (NP_001191103.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H9P2
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel