


## Polyklonaler Anti-Chpt1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wud6

Artikelnummer: CM0021104



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHPT1, validiert für WB und ELISA. Die Cholinphosphotransferase 1 katalysiert den letzten Schritt der Phosphatidylcholin-Synthese, der für die Membranbiogenese entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CHPT1-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CPT, CPT1, CHPT1                                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 56994                                                                                                                  |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CHPT1 entspricht (NP_064629.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                 |
| SWISS             | Q8WUD6                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 45 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                               |